

MAMA
TEST®

BERLIN, GERMANY



MAMA TEST®

УДОБНО! БЫСТРО! ТОЧНО!

MAMA TEST®

Тест-полоски и струйные тесты для определения беременности MAMA TEST®

- гарантируют точность и быстроту получения результата
- обладают высокой чувствительностью и рекомендованы для применения уже за 2-4 дня до предполагаемого начала менструации
- изготовлены из высококачественных материалов и дают четкий, хорошо видимый результат

**С ВЕСНЫ
В ПРОДАЖЕ!**

MAMA TEST® – надежное и удобное средство диагностики

Чувствительность от 10 мМЕ/мл ХГЧ, достоверность более 99%

Премиум-качество по выгодной цене

www.mama-test.com



Импортер:

ООО «Вариант» Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литера Х, телефон / факс: 8 (812) 718-75-15, 449-07-41

Производитель: Беромед ГмбХ Хоспитал Продактс (Beromed GmbH Hospital Products), Берлин, Германия.
Завод по производству **MAMA TEST®** на протяжении многих лет известен в России и на мировом рынке как производитель изделий медицинского назначения истинно немецкого качества.

При разработке **MAMA TEST®** был сделан акцент на **чувствительность и достоверность**, поэтому в производстве наших тестов используются новейшие технологии, материалы и реагенты только высшего качества.
На 7-10 день после зачатия концентрация ХГЧ в моче беременной женщины достигает 25 мМЕ/мл – это уровень чувствительности большинства тестов других производителей. Однако **MAMA TEST®** позволяет выявить беременность еще раньше, при концентрации ХГЧ **от 20 мМЕ/мл**; а ультрачувствительный струйный **MAMA TEST®** показывает наличие ХГЧ даже при его содержании **от 10 мМЕ/мл**, поэтому его можно использовать уже за **2-4 дня до предполагаемого начала менструации**.

По окончании производственного процесса **MAMA TEST®** проходит обязательный контроль качества. Каждый тест герметично упаковывается в индивидуальный пакет-саше, надежно защищающий продукт от доступа света и влаги. Такая упаковка позволяет сохранять свойства продукта без потери качества в течение двух лет.

Тест-системы **MAMA TEST®** соответствуют **стандартам:**

- CE 0537
- ГОСТ Р 50444-92
- ГОСТ Р 51088-97

Качество MAMA TEST® подтверждено испытаниями в лабораториях Германии и России и засвидетельствовано в документах:

- Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00902 от 24.12.2007
- Сертификат соответствия № РОСС DE.ИМ08.Н10160 (добровольная сертификация*)



*Не подлежит обязательной
сертификации на территории РФ



Ассортимент

Под торговой маркой **MAMA TEST®** выпускаются следующие виды продукции:

Тест для определения беременности **MAMA TEST®** (1 тест-полоска)

Тест для определения беременности **MAMA TEST®** (2 тест-полоски)



Чувствительность 20 мМЕ/мл

Тест-полоски для определения беременности **MAMA TEST®** обнаруживают присутствие в моче беременной женщины особого гормона – хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Вскоре после оплодотворения яйцеклетки развивающаяся плацента начинает вырабатывать этот специфический гормон. На 6-8 день после зачатия концентрация ХГЧ в крови достигает 25 мМЕ/мл; в моче концентрация ХГЧ достигает уровня, на котором можно его диагностировать, на день-два позже, то есть на 7-10 день беременности.

На тест-полоску нанесены реагенты, которые при взаимодействии с мочой, содержащей ХГЧ, дают окрашивание, и в тест-зоне появляется четкая цветная полоса. Данную тест-систему рекомендуется использовать утром, так как именно в утренней порции мочи концентрация ХГЧ наиболее высока.

Если результат теста кажется сомнительным, мы рекомендуем приобрести набор из двух тест-полосок для определения беременности **MAMA TEST®** и провести два тестирования с интервалом в 2 дня. На протяжении первых недель беременности концентрация ХГЧ в моче удваивается каждые 48 часов, и результат с каждым днем становится более явным и четким.

Ультрочувствительный струйный тест для ранней диагностики беременности **MAMA TEST®**



Чувствительность 10 мМЕ/мл

Ультрочувствительный струйный тест для ранней диагностики беременности **MAMA TEST®** позволяет выявить беременность уже за 2-4 дня до предполагаемого начала менструации. Он отличается более сложным устройством, при этом более чувствителен и прост в применении. Его можно использовать в любом месте, просто подставив приемный конец тест-устройства под струю мочи, и через несколько минут получить результат. Внутри устройства находится стержень, состоящий из множества волокон. Моча поднимается по стержню от приемного конца к тест-зоне, в которой находятся реагенты, закрепленные на латексных частицах. Если в моче находится ХГЧ, то он взаимодействует с реагентами, и в тест-зоне появляется цветная полоса. Поскольку этот тест является более чувствительным, его можно использовать в течение всего дня, а не только утром.



Тест для определения овуляции MAMA TEST® Ovulation (скоро в продаже)



Тест-системы для определения овуляции MAMA TEST® гарантируют точность и быстроту получения результата. Чувствительность от 25 мМЕ/мл ЛГ, достоверность свыше 99%. К сожалению, иногда забеременеть бывает непросто: бывает, что для этого нужно выбрать подходящее время. Тест на определение овуляции поможет подобрать дни, когда зачатие наиболее вероятно. В середине менструального цикла приближается время овуляции: выхода созревшей и готовой к оплодотворению яйцеклетки из яичников. В этот период в организме женщины резко возрастает количество ЛГ – лютеинизирующего гормона, или «гормона фертильности».

MAMA TEST® Ovulation – это быстрый и простой в использовании тест для определения момента увеличения количества лютеинизирующего гормона (ЛГ) в женском организме. Набор содержит 5 диагностических полосок и позволяет проводить ежедневное тестирование в течение 5 дней, что позволит лучше подобрать время для зачатия.

Также в ассортиментной линейке представлены тесты для определения беременности MAMA CHECK®, выпускаемые в более экономичном варианте (без картонной упаковки) без потери качества продукта.



Конкурентные преимущества MAMA TEST®

- Премиум-качество по цене, выгодной для покупателя.
- Сверхранняя диагностика беременности с помощью ультрасенситивного струйного теста, определяющего ХГЧ в концентрациях от 10 мМЕ/мл и позволяющего выявить беременность уже за 2-4 дня до предполагаемого начала менструации.
- Уникальный вертикальный дизайн упаковки для облегчения запоминания и узнавания на прилавках и торговом оборудовании.
- Высококачественная фольгированная упаковка каждого теста, наиболее надежная для хранения без доступа света и влаги.
- В отличие от продукции конкурентов, тесты для определения беременности MAMA TEST® импортируются в Россию в полностью упакованном виде, что гарантирует выход на рынок продукта европейского качества (стандарт CE 0537).
- Высочайший уровень надежности, многоуровневая проверка качества готового продукта.
- Гарантированное стабильно высокое качество материалов, реагентов, новейшие технологии производства: при изготовлении тестов используются наиболее специфические антитела, реагирующие с ХГЧ и позволяющие диагностировать беременность на самых ранних сроках.

Дополнительные факторы успеха работы с MAMA TEST®

- Высокий конкурентный потенциал, позволяющий успешно поставлять продукцию в крупнейшие торговые сети на аптечном и потребительском рынках.
- Оперативное решение вопросов: головной офис и склад в Санкт-Петербурге.
- Богатый опыт работы с продукцией прикассовой зоны на аптечном и потребительском рынках России.
- Тесная работа торговых представителей с дистрибьюторами и торговыми точками в регионах.
- Разработка и внедрение программ лояльности для ключевых клиентов.
- Бюджетирование работы по продвижению торговой марки, поддержка и разработка маркетинговых программ.
- Целевой маркетинг: пакеты рекламных акций для торговых представителей и конечных потребителей.
- Разработка и предоставление торгового оборудования, рекламной полиграфической продукции, сувениров.
- Проведение рекламных компаний (ТВ, радио, пресса, Интернет, наружная реклама, выставки).
- Поддержание обратной связи с потребителями: изучение мнения о качестве тест-систем, учет замечаний и пожеланий.



Логистические данные

Наименование	Кол-во упаковок в шоубоксе	Кол-во шоубоксов в коробе	Кол-во упаковок в коробе	Вес короба брутто, кг	Вес короба нетто, кг	Длина * ширина * высота короба, м	Объем короба, куб.м
Тест для определения беременности MAMA TEST 1 тест-полоска	-	-	360	6,5	5,5	0,42 * 0,39 * 0,35	0,057
Тест для определения беременности MAMA TEST 2 тест-полоски	-	-	360	7,0	6,0	0,42 * 0,39 * 0,35	0,057
Ультрасенситивный струйный тест для ранней диагностики беременности MAMA TEST 1 струйный тест	-	-	240	9,5	8,5	0,51 * 0,41 * 0,37	0,077
Тест для определения беременности MAMA CHECK 1 тест-полоска	25	200	5000	16,5	15,5	0,53 * 0,52 * 0,35	0,096

Все товарные позиции промаркированы штрих-кодами по системе EAN

Наименование	Штрих-код
Тест для определения беременности MAMA TEST 1 тест-полоска	4032731503877
Тест для определения беременности MAMA TEST 2 тест-полоски	4032731503884
Ультрасенситивный струйный тест для ранней диагностики беременности MAMA TEST 1 струйный тест	4032731503891
Тест для определения беременности MAMA CHECK 1 тест-полоска	4032731503945

